

## 自立活動室にあるコミュニケーションツール紹介

器具名	使用例とねらい
タブレット端末 (iPad)(Android)  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各教科で使えるアプリやゲームが多数インストールされています。</li> <li>・コミュニケーションアプリがインストールされています。</li> <li>・iPad6台、Android1台があります。</li> </ul>
トーキングエイド  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・携帯意思伝達装置です。</li> <li>・文字盤の文字キーを押すことで文章を入力、作成します。</li> <li>・入力した文章は発声キーを押すことで読み上げます。</li> </ul>
スーパートーカー  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大8分割、8レベル（場面）までのVOCAです。</li> <li>・キー分割は1、2、4、8分割が可能です。</li> <li>・外部出力が可能なので電動おもちゃなどの操作もできます。</li> </ul>
ビッグマック  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・携帯用会話補助装置</li> <li>・1つの音声を録音、再生するシンプルなVOCAです。</li> <li>・おもちゃ等の接続ができます。メッセージを再生している間、おもちゃが動きます。(BDアダプタを使用)</li> </ul>

ステップバイステップ  
(ウイズレベル)



(ウイズレベル)

- ・メッセージを3グループに分けて録音でき、レベルスイッチを選んで、メッセージを再生します。
- ・合計4分間録音ができます。
- ・おもちゃの接続、外部入力スイッチの接続ができます。

(ビクステップバイステップ)



(ビクステップバイステップ)

- ・合計2分間録音できます。録音時間内であれば、メッセージはいくつでもできます。
- ・おもちゃの接続、外部入力スイッチの接続ができます。

アイトーク



- ・2つのメッセージ録音できるVOCAです。各スイッチに合計2分の録音、再生ができます。
- ・おもちゃ等と接続してスイッチとしても使用可能です。

トーキングブリックス



- ・磁石を内蔵しており、黒板や壁に貼り付けることができます。
- ・たて、よこに組み合わせることができます。
- ・録音・再生時間は10秒間です。
- ・充電式です

スペックスイッチ



- ・直径35mmの小型スイッチです。

ストリングスイッチ



・ひもを引っ張ることでON—OFFできるスイッチです。

スイッチラッチ & タイマー  
(シングル)



・スイッチと接続して動作をコントロールします。

タイマー機能・・・設定時間(60秒まで)に作動させます  
ラッチ機能・・・スイッチを押すことでON—OFFを交互に行います。

パワーリンク3



・スイッチ一つで電化製品のON—OFFの操作ができるコントローラーです。2つコンセントがあります。  
・専用のエアーリンクコードレススイッチを使用し、赤外線で電化製品を動かすことができます。

(エアーリンクコードレススイッチ)



ダイレクトモード・・・スイッチを押している間動く  
タイマーモード・・・60秒まで、60分まで設定できます。  
ラッチモード・・・押すと動き、もう一度押すと止まる